

CÂNULA SETFREE RADIMED (RADIOFREQUÊNCIA)



O QUE É?

A Radiofrequência é um procedimento para o tratamento da dor crônica na coluna (lombar, cervical ou torácica) minimamente invasivo, realizado com sedação e anestesia local.

PARA QUEM É INDICADO?

O procedimento é indicado para os pacientes que não tiveram a melhora da sua dor através dos procedimentos comuns, e que não podem ou não querem se submeter a cirurgias invasivas como artrodese. Também é indicado para pacientes que já foram operados e não tiveram uma melhora na sua dor.

Antes de submeter o paciente ao tratamento de Radiofrequência, é importante fazer primeiro um bloqueio teste diagnóstico com a **Cânula Fineneedle Setfree**, que identifica com precisão a estrutura responsável pela dor do paciente, e testar a eficácia do tratamento por infusão medicamentosa.



COMO FUNCIONA?

O tratamento pela Radiofrequência (RF) faz uma lesão no nervo responsável pelos estímulos da dor na coluna do paciente, interrompendo assim a informação da dor, mas preservando os nervos motores e sensitivos. Diferente da RF convencional que funciona através do calor, a RF pulsada, para modular a sinapse nervosa, gera ondas que alternam em pausas e a uma temperatura abaixo das percebidas na RF convencional.

Em 2014 a ANS incluiu a Radiofrequência no rol de procedimentos da ANS, ajudando assim na autorização e mostrando a eficácia do procedimento.

PORQUE A CÂNULA SETFREE?

A **Cânula Setfree** tem uma superfície especial que não permite transição de corrente ou deslocamento da camada isolante, além disso todas as cânulas passaram por um processo de siliconização à seco, que otimizam as características de isolamento e minimizam as forças de restauração.

A **Cânula Setfree** é compatível com todos geradores de lesão térmica e seus eletrodos, como N95 e CoTherm.

A compatibilidade de cada dispositivo de RF foi verificada e testada por medições suficientes que fazem parte da avaliação de boas práticas para dispositivos médicos europeus.

Fornecemos diversos tamanhos e modelos e ainda temos a possibilidade de uma fabricação imediata dos tamanhos que o seu cirurgião preferir.

DESCRIÇÃO	REF	DIÂMETRO G	COMPRIMENTO	PONTA ATIVA
Cânula Setfree Thermolesion 22/G TK/22-050-04	10090	22	50	4
Cânula Setfree Thermolesion 22/G TK/22-100-05	10091	22	100	5
Cânula Setfree Thermolesion 22/G TK/22-100-10	10091-10	22	100	10
Cânula Setfree Thermolesion 22/G TK/22-150-05	10092	20	150	5
Cânula Setfree Thermolesion 22/G TK/22-100-10-G	10091-10-G	20	100	10 Angulada